# Лабораторная работа №2.2.1 Исследование взаимной диффузии газов Мещеряков Всеволод, Б02-001, 05.03.2021

## Введение

Цель работы: определение коэффициента взаимной диффузии гелия и воздуха.

#### Экспериментальная установка




Рис. 1 — Схема и фотография установки

Работа проводилась на установке, схема и фотография которой изображены на рисунке 1. На схеме:

• K1 - кран, перекрывающий верхний сосуд  $V_1$ , в который будет нагнетаться гелий;

 $M\Phi TM$ , 2021

- K2 подвижная перегородка, соединяющая сосуды  $V_1$  и  $V_2$ , через которую и будут смешиваться газы;
- K3 кран, перекрывающий нижний сосуд  $V_2$ , в который будет нагнетаться воздух;
- К4 кран, соединяющий сосуды с форвакуумным насосом;
- К5 кран, контролирующий откачку/закачку воздуха из сосудов;
- К6 кран, соединяющий сосуды с баллоном, содержащим гелий;
- К7 кран баллона, содержащего гелий.

Параметры установки:

$$V_1 = V_2 = (800 \pm 5) \,\mathrm{cm}^3$$
,  $L/S = (15.0 \pm 0.1) \,\mathrm{cm}^{-1}$ ,  $P_{\mathrm{atm}} = 724 \,\mathrm{topp}$ .

## Ход работы

Каждое измерение сопровождается подготовкой установки к работе. Откачаем воздух из системы:

- 1. Откроем К4, чем откроем сосуды;
- 2. Включим форвакуумный насос;
- 3. Откроем К5, чем соединим насос с сосудами;
- 4. Дожидаемся  $\approx 0.1$  торр на манометре, после чего перекрываем К5 и изолируем сосуды.

Заполним установку воздухом до рабочего давления. Цену деления манометра интерпретируем под текущее атмосферное давление:

$$P_0 = \frac{724 \text{ торр}}{100 \text{ делений}} = 7,24 \text{ торр/деление}.$$

Первое измерение проведем при  $3.5P_0\approx 25.34$  торр. Добьемся этого, слабо повернув K5, запустив в систему некоторое количество воздуха. После сбалансируем мост, добившись на нем нулевого значения.

 $M\Phi$ ТИ, 2021 2

Затем напустим в сосуд  $V_1$  гелия согласно указаниям. Контроллировать количество вещества будем с помощью манометра, который будет подключен к  $V_1$ .

Изолируем сосуды, закрыв К1 и К2, и запустим процесс диффузии, открыв К3. Вместе с открытием К3 запускаем секундомер и начинаем снимать зависимость напряжения на мосте от времени. Записываем показания каждые 10 секунд до тех пор, пока снимаемая величина не упадет до 30-40% от исходной.

#### Измерения

Проведем измерения для разных давлений, каждому измерению предшествует подготовка, описанная параграфом выше. Результаты отражены в таблицах 1, 2, 3, приложения. Для каждого из давлений построим графики на осях времени и логарифма показаний вольтметра. Из каждого графика по наклону прямой определяем коэффициент.

## Обработка результатов

Из теории имеем, что разность концентраций будет убывать по экспоненциальному закону. Отсюда следует, что и показания вольтметра будут изменяться так же:

$$U = U_0 e^{-t/\tau}.$$

В формуле выше  $U_0$  - начальное показание вольтметра, U - показания вольтметра в момент времени t, t - время от начала процесса,  $\tau$  - характерное время, определяемое формулой (1):

$$\tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{SD}.$$
 (1)

Отсюда получаем, что измеренные данные из таблиц 1, 2, 3 можно представить в виде линейной зависимости (см. Рис2 приложения), коэф-

 $M\Phi TH$ , 2021

фициент наклона которой позволит вычислить искомую величину D:

$$ln\frac{U(t)}{U_0} = k \cdot t. \underset{\text{формула}(1)}{\Rightarrow} D = k\frac{Vl}{2S}. \tag{2}$$

Из полученных по МНК графиков вычисляем k для каждого из давлений:

$$k_{25\text{Topp}} = (41.1 \pm 0.2) \cdot 10^{-4} (1/c) \underset{(2)}{\Rightarrow} D_{25\text{Topp}} = (24.6 \pm 1.2) (\text{cm}^2/c)$$
$$k_{40\text{Topp}} = (21.7 \pm 0.8) \cdot 10^{-4} (1/c) \underset{(2)}{\Rightarrow} D_{40\text{Topp}} (13.0 \pm 1.5) (\text{cm}^2/c)$$
$$k_{70\text{Topp}} = (16.4 \pm 0.8) \cdot 10^{-4} (1/c) \underset{(2)}{\Rightarrow} D_{70\text{Topp}} = (9.84 \pm 1.4) (\text{cm}^2/c)$$

Тогда можем экстраполировать зависимость  $D(\frac{1}{P})$ , из которой увидим значение искомого коэффициента при атмосферном давлении:

$$D_{
m atm}=(79\pm14)\cdot 10^{-2}({
m cm}^2/c),\ arepsilon_{
m atm}=18\%$$
  $D_{
m atm}=57\cdot 10^{-2}({
m cm}^2/c)$  — табличное значение.

# Приложение

Таблица 1 — U(t) при давлении  $3.5P_0 = 25$  торр

t, сек	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
U, мВ	0,86	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72	0,69	0,67	0,64	0,62
t, сек	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
U, мВ	0,59	$0,\!57$	$0,\!55$	0,52	0,50	0,48	0,46	0,45	0,43	0,41
t, сек	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
U, мВ	0,38	$0,\!37$	$0,\!36$	0,34	0,33	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27

 $M\Phi TH$ , 2021 4

Таблица 2 — U(t) при давлении  $5{,}5P_0=40\,\mathrm{торp}$ 


t, сек	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
U, мВ	1,14	1,13	1,11	1,08	1,06	1,04	1,02	1,00	0,98	0,96
t, сек	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
U, мВ	0,94	0,92	0,90	0,88	0,86	0,84	0,82	0,80	0,78	0,76
t, сек	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
U, мВ	0,74	0,72	0,71	0,69	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61
t, сек	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390
U, мВ	0,59	0,58	0,57	0,56	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49
t, сек	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490
U, мВ	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40
t, сек	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590
U, мВ	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32
t, сек	600	610	620							
U, мВ	0,32	0,31	0,31							

Таблица 3 — U(t) при давлении  $9.5P_0 = 70$  торр

t, сек	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
U, мВ	2,29	2,26	2,23	2,19	2,16	2,12	2,09	2,05	2,02	1,99
t, сек	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
U, мВ	1,95	1,92	1,89	1,85	1,82	1,80	1,77	1,74	1,70	1,68
t, сек	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
U, мВ	1,65	1,62	1,60	1,56	1,54	1,52	1,49	1,46	1,44	1,42
t, сек	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390
U, мВ	1,39	1,37	1,35	1,32	1,30	1,28	1,25	1,24	1,22	1,18
t, сек	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490
U, мВ	1,18	1,16	1,14	1,12	1,10	1,09	1,07	1,05	1,03	1,02
t, сек	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590
U, мВ	1,00	0,99	0,98	0,97	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,91

 $M\Phi$ ТИ, 2021 5

Рис.  $2- \Gamma pay$ ики зависимости  $-\ln \frac{U}{U_0}(t)$  при разных начальных давлениях



МФТИ, 2021 6